


# VÊLAGE 911

## POSITION DE RÉCUPÉRATION

### POSITIONNEMENT

- ✓ Placez le veau sur son sternum.
- ✓ Tirez les pattes antérieures vers l'avant pour permettre à la poitrine de se déployer.
- ✓ Tirez les pattes postérieures vers les oreilles du veau.



### PROCÉDURE

- ✓ Frottez vigoureusement le veau.
- ✓ Stimulez la respiration en piquant la cloison nasale avec un brin de paille.
- ✓ Versez quelques gouttes d'eau froide dans l'oreille pour provoquer le retour de la respiration.



### RAPPELEZ-VOUS

- ✗ NE PAS suspendre le veau la tête en bas pour évacuer le liquide. Cette méthode ne fait que vider l'estomac et exercer une pression sur le diaphragme.

